

JETPIK®

POWER FLOSS SYSTEM

Podstawa Higieny dentystycznej!

Połączenie pulsującej nitki
dentystycznej z mocą
strumienia wody irygatora

+ opcja
szczoteczki
do zębów



www.jetpik.pl

Rewolucja w sposobie stosowania nici dentystycznej

JETPIK jest pierwszym i jedynym systemem na świecie, który łączy zalety **irygatora, nici dentystycznej i szczoteczki sonicznej – 3w1.**

Opatentowana przez JETPIK technologia Power Floss skutecznie łączy moc irygacji z pulsującą w tempie 20 cykli na sekundę nylonową nicią dentystyczną. Silny strumień wody wraz z nicią dentystyczną skierowane na powierzchnię zębów i w przestrzenie międzyzębowe zapewniają najwyższy poziom higienizacji. Podczas kiedy kierowana pod ciśnieniem woda czyści i masuje dziąsła, pulsująca nić dentystyczna dzięki swoim właściwościom szorującym usuwa bakteryjną płytkę nazębną z ich powierzchni, trudnych do wyczyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz poniżej linii dziąseł.

W porównaniu z tradycyjnymi irygatorami, JETPIK zapewnia kompleksową metodę oczyszczania i higieny jamy ustnej, niczym najlepsza automatyczna myjnia samochodowa. Irygatory bez nici dentystycznej można by porównać do najprostszego programu myjni samochodowej używającego tylko wodę. Sama woda nie wystarcza, aby dokładnie usunąć brud i błoto z samochodu. Technika JETPIK zastosowania nici dentystycznej przypomina najlepszej jakości szczotki w myjniach, które precyzyjnie czyszczą i usuwają brud oraz błoto, pozostawiając każdy samochód lśniący i nieskazitelnie czysty.

O JETPIK

Firma JETPIK, mająca swoją siedzibę w Kalifornii, to międzynarodowy zespół najlepszych inżynierów mechaników i inżynierów biomedycznych. Głównym celem firmy jest produkcja najbardziej efektywnych i innowacyjnych systemów do higieny jamy ustnej.


Nasza misja: **sprawić aby zdrowsze i bielsze zęby były osiągalne łatwiej i dla każdego.**



Zalecany przez dentystów

Najlepszy system higieny jamy ustnej, aby utrzymać zęby i dziąsła zdrowe, piękne i czyste.

- Badania kliniczne potwierdzają, że rewolucyjna technologia Power Floss usuwa do 99% płytki nazębnej z oczyszczanych powierzchni.
- Obejmuje swoim działaniem wszystkie obszary dla głębokiego i kompletnego czyszczenia.
- Idealny dla posiadaczy aparatów ortodontycznych i implantów.
- Łatwo przełącza się z trybu irygatora z nicią na tryb szczoteczki sonicznej.
- Kompaktowy, bezprzewodowy z baterią akumulatorową.
- Napięcie uniwersalne: 100V/240V AC. Adapter USB/AC pozwala na wygodne ładowanie w dowolnym miejscu na świecie.



TRIPLE-ACTION X
JETPIK[®]

JP200 | JP210 SOLO



Potrójne działanie

JETPIK 200
JETPIK 210 Solo

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE

Połączenie strumienia wody i pulsującej nici dentystycznej usuwa resztki pokarmu, płytkę nazębną i bakterie z przestrzeni między zębami oraz poniżej linii dziąseł.

SZCZOTECZKA SONICZNA W OPCJI

Modele JP200 i 210 dostępne są z końcówką szczoteczki sonicznej, która osiąga 30.000 wibracji na minutę. Jest to jedyny na rynku produkt oferujący potrójne działanie w jednym urządzeniu.

KOMPAKTOWE ZESTAWY PODRÓŻNE

JETPIK jest niezastąpiony dla każdego podróżującego. Wszystkie produkty są kompaktowe i łatwe do przenoszenia w podróżnym etui. Umożliwia to utrzymanie czystości jamy ustnej w każdych warunkach.



Linia JETPIK 200



Szczoteczka soniczna, dysza JETPIK i kubek na wodę.



Podróżne etui.



JP 200 Ultra Pełen zestaw.

Linia JETPIK 210 Solo



JP 210 Solo Pełen zestaw.



Pełen zestaw z dyszą.



Pojemnik na wodę i wężyk z klipsem.



Pojemnik na wodę / pokrywa na podróż.

DOUBLE-ACTION X
JETPIK[®]
JP50 | JP51 SOLO



Podwójne działanie

JETPIK 50
JETPIK 51 Solo
JETPIK 51M Solo

ZALETY POWER FLOSS

Pulsująca nić dentystyczna generuje dodatkowe tarcie, które sprawia że zęby i dziąsła są lepiej wyczyszczone.

ŚWIETNY DO APARATÓW ORTODONTYCZNYCH I UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH

Dokładnie czyści zamki wokół, pomiędzy i od strony wewnętrznej. Doskonały do czyszczenia implantów i mostów, jak również dla pacjentów niepotrafiących używać tradycyjnej nitki dentystycznej.



Linia JETPIK 50



JP 50 Travel Pełen zestaw.



Irygator i kubek
na wodę



JP 50 Ultra Pełen zestaw.

Linia JETPIK 51 Solo



Pełen zestaw z dyszą.



Baza ładująca.



JP 51 Solo Pełen zestaw.

Linia JETPIK 51M Solo



Baza ładująca.



Wężyk do wody
z klipssem



JP 51M Pełen zestaw.

Linia JP 200



JP200 Ultra

- JP200 rękojeść
- Dysza JETPIK (3)
- Końcówka szczoteczki (2)
- Wkłady z nićmi dent. (10)
- Kubek na wodę (niebieski)
- Podróżne etui
- Wężyk do wody + klips
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka
- Sterylizator UV
- Uchwyt na akcesoria



JP200 Elite

- JP200 rękojeść
- Dysza JETPIK (3)
- Końcówka szczoteczki (2)
- Wkłady z nićmi dent. (10)
- Kubek na wodę (niebieski)
- Podróżne etui
- Wężyk do wody + klips
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka
- Uchwyt na akcesoria



JP200 Travel

- JP200 rękojeść
- Dysza JETPIK (1)
- Końcówka szczoteczki (1)
- Wkłady z nićmi dent. (3)
- Podróżne etui
- Wężyk do wody + klips
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka



JP200 Home

- JP200 rękojeść
- Dysza JETPIK (2)
- Końcówka szczoteczki (1)
- Wkłady z nićmi dent. (2)
- Kubek na wodę (niebieski)
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Uchwyt na akcesoria

Linia JP Solo



JP210 Solo

- JP210 rękojeść
- Dysza JETPIK (1)
- Końcówka szczoteczki
- Wkłady z nićmi dent. (3)
- Dwufunkcyjny pojemnik na wodę / Pokrywa na podróż
- JP200 Indukcyjna baza ładująca / uchwyt
- Wężyk do wody + klips
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka
- Szczoteczka do czyszczenia akcesoriów



JP51 Solo

- JP51 rękojeść
- Dysza JETPIK (2)
- Wkłady z nićmi dent. (2)
- Dwufunkcyjny pojemnik na wodę / Pokrywa na podróż
- JP51 Indykcyjna baza ładująca / uchwyt
- Wężyk do wody + klips
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka



JP51M Solo

- JP51 rękojeść
- Dysza JETPIK (2)
- Wkłady z nićmi dent. (2)
- Dwufunkcyjny pojemnik na wodę / Pokrywa na podróż
- JP51 Indukcyjna baza ładująca / uchwyt
- Wężyk do wody + klips
- Adapter USB



JP250 Solo



- JP200 rękojeść
- Dysza JETPIK (1)
- Końcówka szczoteczki
- Wkłady z nićmi dent. (3)
- Dwufunkcyjny pojemnik na wodę / Pokrywa na podróż
- JP51 Indukcyjna baza ładująca / Sterylizator UV + Ozonowy
- Wężyk do wody + klips
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka
- Szczoteczka do czyszczenia akcesoriów

Linia JP 50



JP50 Ultra

- JP50 rękojeść
- Dysza JETPIK (3)
- Wkłady z nićmi dent. (10)
- Kubek na wodę (zielony)
- Podróżne etui
- Wężyk do wody + klips
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka
- Sterylizator UV
- Uchwyt na akcesoria



JP50 Elite

- JP50 rękojeść
- Dysza JETPIK (3)
- Wkłady z nićmi dent. (10)
- Kubek na wodę (zielony)
- Podróżne etui
- Wężyk do wody + klips
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka
- Uchwyt na akcesoria



JP50 Travel

- JP50 rękojeść
- Dysza JETPIK (1)
- Wkłady z nićmi dent. (3)
- Podróżne etui
- Wężyk do wody + klips
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Narzędzie do czyszczenia języka



JP50 Home

- JP50 rękojeść
- Dysza JETPIK (2)
- Wkłady z nićmi dent. (2)
- Kubek na wodę (zielony)
- Baza ładująca
- Adapter USB
- Uchwyt na akcesoria

Akcesoria



JP200
Pakiet roczny



JP50
Pakiet roczny



Dysze (2)
Ogólne zastosowanie



Wkłady z nićmi dent.
(10)



Końcówki szczoteczki
Regular



Końcówki Szczoteczki
Sensitive



Uchwyt na
akcesoria



Narzędzie do czyszczenia
języka, 4 różne kolory



JP50/200
Podróżne etui



Wąż do wody
+ klips



JP50/200
Ładowarka indukcyjna



Adapter USB,
Certyfikacja CE/UL



Kubki na wodę, 5 różnych kolorów

JETPIK idealny dla Ciebie

Nie możesz zdecydować który z naszych produktów jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?

Spójrz na naszą tabelkę porównawczą i znajdź model, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby!



	LINIA JP50				LINIA JP SOLO				LINIA JP200			
	JP50 Travel	JP50 Home	JP50 Elite	JP50 Ultra	JP51 Solo	JP51 M Solo	JP210 Solo	JP250 Solo	JP200 Travel	JP200 Home	JP200 Elite	JP200 Ultra
SZCZOTECZKA SONICZNA							✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA PULSUJĄCEJ NICI DENTYSTYCZNEJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IRYGATOR WODNY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KUBEK NA WODĘ Z WĘŻYKIEM		✓	✓	✓						✓	✓	✓
ETUI PODRÓŻNE + PODRÓŻNY WĘŻYK Z KLIPSEM	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
STERYLIZATOR UV				✓				✓				✓
UCHWYT NA AKCESORIA		✓	✓	✓						✓	✓	✓

JETPIK POLSKA

✉ kontakt@jetpik.pl
 ☎ +48 61 855 04 45
 +48 61 855 04 46

JETPIK USA

16453 Old Valley Blvd
 City of Industry
 CA 91744, USA
 ☎ +1626-330-0808

Designed by:
 JETPIK USA, JETPIK UK,
 JETPIK CHINA

Made by:
 JETPIK CHINA,
 Nucreatonics
 Electronics
 Technology (Shanghai)
 Co., LTD

Odwiedź naszą
 stronę internetową:
www.jetpik.pl

oraz nasz profil FB:
fb.com/jetpikpolska