



**WORLD GLOBAL SOLUTIONS**  
**ASPIRATION PLANTS**

**WE LOVE WHAT WE DO**



# Impianti di aspirazione Cattani Soluzioni personalizzate in tutto il mondo



# *Cattani aspiration plants*

## *Customized solutions all over the world*

### **La qualità CATTANI non ha confini.**

Ovunque siano richiesti affidabilità, elevatissimi standard produttivi, progettualità e personalizzazione degli impianti, lì CATTANI SPA è protagonista. Infatti in numerosi paesi del mondo, nelle cliniche e nelle università più prestigiose, gli impianti di aspirazione centralizzati e quelli di aria compressa stanno lavorando con efficienza nelle più diverse condizioni ambientali.

Le pagine che seguono rappresentano una breve sintesi di come CATTANI SPA abbia saputo rispondere in modo adeguato alle richieste più complesse. Queste immagini testimoniano la nostra leadership in questo settore, conquistata con la qualità dei nostri prodotti e con il servizio pre e post vendita orientato alla massima soddisfazione del cliente.

### ***CATTANI quality is boundless.***

*Whenever reliability, high-quality production standards, planning character and plant customization are requested CATTANI SPA is the Market leader. At present our centralized aspiration systems and compressed air distribution systems are operating efficiently under very different environmental conditions by the most prestigious clinics and universities of many countries.*

*The following pages are showing some illustrative examples of how CATTANI SPA was able to meet the most complicated requirements. You will find also some pictures of plants manufactured by our company which has won the leadership in the dental field thanks to the high quality of its products and customer-oriented pre/after sales service.*

# Portfolio

Alcuni impianti rappresentativi della nostra presenza negli ospedali, nelle università e nelle cliniche del mondo.

*These are some examples of plants installed in hospitals, universities and clinics in Italy and abroad.*



## **ITALIA - Torino / ITALY - Turin**

Dental School Lingotto,  
Università di Torino (2007)  
*Lingotto Dental School,  
Turin University (2007)*

Impianto aria compressa centralizzata  
per ambulatorio odontoiatrico.  
97 riuniti

*Centralized compressed air distribution system  
for 97 laboratory work benches.*



## **ITALIA - Torino / ITALY - Turin**

Dental School Lingotto,  
Università di Torino (2007)  
*Lingotto Dental School,  
Turin University (2007)*

Impianto aspirazione centralizzata  
per ambulatorio odontoiatrico.  
97 riuniti

*Centralized aspiration system for 97 laboratory  
work benches.*



## **ITALIA - Torino / ITALY - Turin**

Dental School Lingotto,  
Università di Torino (2007)  
*Lingotto Dental School,  
Turin University (2007)*

Impianto aspirazione centralizzata laboratorio.  
45 banchi sala gessi, 18 banchi per odontotecnici  
*Centralized aspiration system for 45 laboratory  
work benches (room of impressions for prosthetic  
dentistry) and 18 work benches for laboratory.*



### **ITALIA - Verona / ITALY - Verona**

Ospedale di Castelfranco Veneto (2005)  
*Castelfranco Veneto Hospital (2005)*

Impianto di aspirazione centralizzata.  
12 riuniti  
*Centralized aspiration system for 12  
dental units.*



### **ITALIA - Padova / ITALY - Padua**

Clinica Giotto (2004)  
*Giotto Clinic (2004)*

Impianto aria compressa centralizzata.  
31 posti  
*Centralized compressed air distribution  
system for 31 dental units.*



### **ITALIA - Ferrara / ITALY - Ferrara**

Polo Ospedaliero del Basso Ferrarese  
Lagosanto (2000)  
*Basso Ferrarese Lagosanto Hospital (2000)*

Impianto produzione aria medica completo  
di due linee di filtrazione dell'aria.  
*Medical air plant with two air filtration lines.*



## **ITALIA - Modena / ITALY - Modena**

Policlinico di Modena  
Rep. Odontoiatria (2007)  
*Modena Policlinic  
Dental Treatment Unit (2007).*

Impianto aspirazione centralizzata.  
(6 Turbo-Smart) 13 riuniti  
*Centralized aspiration system fitted with  
6 Turbo-Smart for 13 dental units.*



## **PORTOGALLO - Coimbra / PORTUGAL - Coimbra**

Università di Coimbra (2006)  
*Coimbra University (2006)*


Impianto aspirazione e aria compressa  
centralizzata.  
52 riuniti  
*Centralized aspiration system and compressed  
air distribution system for 52 dental units.*



## **IRLANDA - Belfast / IRELAND - Belfast**

Belfast Children Hospital (1999)

Impianto aspirazione centralizzata.  
16 poltrone  
*Centralized aspiration system for 16  
dental units.*



## **INGHILTERRA - Leeds / ENGLAND - Leeds**

Leeds Teaching Hospital and Clinics  
(2007)

Impianto aspirazione centralizzata.  
150 riuniti  
*Centralized aspiration system for 150  
dental units.*



**INGHILTERRA - Leeds /  
ENGLAND - Leeds**

Leeds Teaching Hospital and Clinics  
(2007)

Impianto aspirazione centralizzata.  
150 riuniti  
*Centralized aspiration system for  
150 dental units.*



**NORVEGIA, CIRCOLO POLARE  
ARTICO - Trømso / NORWAY,  
ARCTIC CIRCLE - Trømso**

Trømso University (2006)

Impianto aria compressa centralizzata.  
100 riuniti  
*Centralized compressed air distribution  
system for 100 dental units.*



**GERMANIA - Berlino /  
GERMANY - Berlin**

Clinica Charité (2004)  
*Charité Clinic (2004)*

Impianto aspirazione centralizzata.  
42 manichini  
*Centralized aspiration system for 42  
phantoms.*



**AUSTRIA - Innsbruck /  
AUSTRIA - Innsbruck**

Tilak Hospital (2001)

Impianto aspirazione centralizzata  
con separazione di amalgama.  
55 poltrone, 46 manichini  
*Centralized aspiration system  
fitted with amalgam separation for 55  
dental units and 46 phantoms.*



**POLONIA - Poznan /  
POLAND - Poznan**

Poznan Stomatologic University (2004)

Impianto aspirazione centralizzata  
con separazione di amalgama.  
118 riuniti  
*Centralized aspiration system fitted  
with amalgam separation for 118  
dental units.*



**POLONIA - Poznan /  
POLAND - Poznan**

Poznan Stomatologic University (2004)

Impianto aspirazione centralizzata  
con separazione di amalgama.  
118 riuniti  
*Centralized aspiration system fitted  
with amalgam separation for 118 units.*





**POLONIA - Wroclaw /  
POLAND - Wroclaw**

Wroclaw Medical Academy (2007)

Impianto aspirazione centralizzata  
70 riuniti  
*Centralized aspiration system  
for 70 dental units.*



**SUDAN - Khartoum**

Khartoum Ospedale Militare (2006)  
*Khartoum Military Hospital (2006)*

Impianto aspirazione centralizzata  
con separazione di amalgama.  
60 riuniti  
*Centralized aspiration system fitted with  
amalgam separation for 60 dental units.*



**SUDAN - Khartoum**

Khartoum Ospedale Militare (2006)  
*Khartoum Military Hospital (2006)*


Impianto aria compressa centralizzata.  
60 riuniti  
*Compressed air distribution system  
for 60 dental units.*



**TURCHIA - Istanbul /  
TURKEY - Istanbul**

Yeditepe University (2007)

Impianto aspirazione centralizzata.  
114 poltrone  
*Centralized aspiration system for 114  
dental units.*



## **ARABIA SAUDITA - Riyadh / SAUDI ARABIA - Riyadh**

King Saud University  
College of Dentistry (2007)

Impianto aria compressa centralizzata.  
110 riuniti  
*Centralized compressed air distribution  
system for 110 dental units.*



## **EMIRATI ARABI - Dubai / ARAB EMIRATES - Dubai**

Sharjah University (2008)

Impianto aria compressa centralizzata.  
105 riuniti  
*Compressed air distribution system  
for 105 dental units.*



## **IRAN - Teheran**

Shahid Beheshti Medical Sciences  
University (2003)

Impianto aspirazione centralizzata  
con separazione di amalgama.  
280 riuniti  
*Centralized aspiration system fitted  
with amalgam separation for 280  
dental units.*



## **PAKISTAN - Karachi**

Fatima Memorial Hospital (2007)

Impianto aspirazione centralizzata.  
50 riuniti  
*Centralized aspiration system for 50  
dental units.*



## **COREA DEL SUD - Gwangju / SOUTH KOREA - Gwangju**

Chosun University (2006)

Impianto aspirazione centralizzata.  
192 poltrone  
*Centralized aspiration system  
for 192 dental units.*



## **AUSTRALIA - Sydney**

Westmead Training Facility (2007)

Impianto aria compressa centralizzata.  
56 riuniti  
*Centralized compressed air distribution  
system for 56 dental units.*



## **BRASILE - São Paulo / BRAZIL - São Paulo**

Soc. Civil de Educação de Braz Cubas  
(1999)

Impianto aspirazione centralizzata.  
160 poltrone  
*Centralized aspiration system for 160  
dental units.*

**Il Compressore CATTANI funziona a secco.  
*CATTANI compressors are oil-free.***

Il compressore Cattani essendo privo di lubrificazione ad olio e completo di impianto di essiccazione dell'aria e di una serie di filtri è in grado di fornire aria compressa secca di elevata qualità e purezza. Si evitano così surriscaldamenti con emissione di gas nocivi e nebulizzazioni di olio dannose per il paziente e inquinanti per l'atmosfera dell'ambulatorio. Costruire compressori a secco è una scelta di qualità che testimonia l'impegno rigoroso della CATTANI SPA relativamente alla standardizzazione della produzione e alla affidabilità dei suoi impianti.

*Cattani compressors are oil-free and fitted with air driers and filters to supply high-quality pure dry compressed air. Overheating, noxious gas release and oil nebulization (which is harmful for the patients and a pollutant to the air inside the surgery) are thus avoided. Manufacturing oil-less compressors is a quality choice which demonstrates the serious effort of CATTANI SPA regarding the standardization in manufacturing and the reliability of its plants.*



Ci occupiamo di tecnologia  
dell'aria da oltre 30 anni:  
la specializzazione ha dato  
buoni frutti.

We have been dealing  
with air technology for more  
than 30 years: specialization  
has given good results.

6/A Via Natta. 43100 Parma. Italy  
10°21'48" EST - 44°50'46" NORD

tel +39.0521.607604

fax +39.0521.607628 (Uff. vendite/ Sales Dept.)

fax +39.0521.607855 (Uff. acquisti/ Purchasing Dept.)

fax +39.0521.399966 (Uff. amministrativo/ Accounting Dept.)

www.cattani.it - e-mail: info@cattani.it

azienda con Sistema Qualità Certificato  
**UNI EN ISO 9001/2000 - UNI CEI EN ISO 13485**

Company with Quality System certified according to  
**UNI EN ISO 9001/2000 - UNI CEI EN ISO 13485**